

Beschreibung

Der Allzweckgurt ist in zwei Versionen erhältlich, wiederverwendbar und zum Einmalgebrauch.

Beide Schlingen haben einen einfachen Sitz mit eingebauter Flexibilität, um korrekte Bein- und Körperpositionierung für Patienten mit etwas Oberkörpersteuerung zu erzielen.

Anbringen des Gurtes aus einer sitzenden Position



1. Stehen Sie hinter oder an der Seite des Patienten und halten Sie den Gurt mit Etikett nach oben und zur Seite.



2. Legen Sie den Gurt den Rücken hinunter. Die untere Kante muss hinter dem Steißbein




3. Heben Sie jedes Bein an und ziehen Sie das Beinband unter dem Patienten durch nach vorne.



4. Positionieren Sie die Beine. Senken Sie den Aufhängebügel und befestigen Sie die Riemen mit der entsprechenden Schlaufe. Schritte umkehren, um den Patienten in die sitzende Position

Anbringen des Gurtes aus einer liegenden Position



1. Stehen Sie an der Seite und drehen Sie den Patienten mit dem Gesicht zu Ihnen. Platzieren Sie den Gurt hinter dem Rücken mit Etikett nach oben und außen.



2. Drehen Sie den Patienten auf den Rücken und ziehen Sie den Gurt zu sich.



3. Bringen Sie die geteilten Beinbänder unter die Oberschenkel, um die gewünschte Position der Beine zu erreichen.



4. Liftaufhängestange absenken und Distanzriemen an der entsprechenden Schlaufe befestigen. Stellen Sie sicher, dass die Distanzriemen den Patientenkopf nicht berühren. Schritte umkehren, um den Patienten in die liegende Position zurückzubringen.


Positionierung der Beine (loop sling)



Um die offene Position zu erreichen, bringen Sie die Beinbänder zwischen den Oberschenkeln an und befestigen Sie die Beinriemen



Um die geteilte Position zu erreichen, bringen Sie die Beinbänder über den Oberschenkeln zusammen, fädeln Sie ein Beinriemen durch die untere Öffnung des anderen (Bild links) befestigen Sie die Beinriemen überkreuz am Aufhängebügel. Für eine entspannte Position befestigen Sie die Beinriemen an der Mitte des



Um die geschlossene Position zu erreichen, legen Sie die beiden Beinbänder über-einander unter die Oberschenkel und befestigen diese am Ende des Aufhängebügels.

Positionierung des Körpers (loop sling)




Um die aufrechte Position zu erreichen, verwenden Sie die kurzen Schlaufen der Kopf- und Schulter-riemen und die langen Schlaufen der Beinriemen.



Um die geneigte Position zu erreichen, verwenden Sie die mittleren oder langen Schlaufen der Kopf- und Schulterriemen und die mittleren oder kurzen Schlaufen der Beinriemen.

Befestigung Clipschlinge



Setzen Sie den Klipp des Aufhängebügels durch das Schlüsselloch und ziehen Sie zu allen 4 Punkte.

Befestigung der Gurte an Aufhängebügel (Schlaufe)

2-Punkt-Aufhängebügel



Ausgehend von Kopf, die 3 oberen Gurte links auf der linken Seite befestigen, auf der rechten Seite wiederholen. Beinbänder können für mehr Komfort gekreuzt werden, wie oben gezeigt.

3-Punkt-Aufhängebügel



Ausgehend vom Kopf, die 3 oberen Gurte links auf der linken Seite befestigen, auf der rechten Seite wiederholen. Die 2 Beingurte (rechts und links) am Beinhaken befestigen.

4-Punkt-Aufhängebügel



An jedem Haken sollten 2 Riemen befestigt sein. die unteren Beinriemen können für mehr

Anbringen des Gurtes aus einer sitzenden Position



1. Stehen Sie hinter oder an der Seite des Patienten und halten Sie den Gurt mit Etikett nach oben und zur Seite.



2. Lehnen Sie den Patienten nach vorne und legen Sie den Gurt hinter seinen Rücken. Lehnen Sie den Patienten




3. Heben Sie jedes Bein an und ziehen Sie das Beinband unter dem Patienten durch nach vorne.

4. Positionieren Sie die Beine. Senken Sie den Aufhängebügel und befestigen Sie die Riemen mit der entsprechenden

Hinweis!

- Um eine ebene Beladung zu erreichen, müssen die Schlaufen der Riemenpaare immer farblich übereinstimmen.
- Der Hüftgurt kann durch die durchgehende Schlaufe an der Innenseite der Rückenlehne mit dem Patienten verbunden werden, um zusätzliche Sicherheit und Unterstützung zu gewährleisten. Vor der Anwendung (oder vor dem Lehnen des Patienten nach vorne) durch die Schlaufe führen.

Anbringen des Gurtes aus einer liegenden Position




1. Stehen Sie an der Seite und drehen Sie den Patienten mit den Gesicht zu Ihnen. Platzieren Sie den Gurt hinter dem Rücken mit Etikett nach oben und außen.

2. Drehen Sie den Patienten auf den Rücken und ziehen Sie den Gurt zu sich.



3. Bringen Sie die geteilten Beinbänder unter die Oberschenkel, um die gewünschte Position der Beine zu erreichen.




4. Liftaufhängestange absenken und Distanzriemen an der entsprechenden Schlaufe befestigen. Stellen Sie sicher, dass die Distanzriemen den Patientenkopf nicht berühren. Schritte umkehren, um den Patienten in die liegende Position zurückzubringen.



Positionierung der Beine



Um die offene Position zu erreichen, bringen Sie die Beinbänder zwischen den Oberschenkeln an und befestigen Sie die Beinriemen



Um die geteilte Position zu erreichen, bringen Sie die Beinbänder über den Oberschenkeln zusammen, fädeln Sie ein Beinriemen durch die untere Öffnung des anderen (Bild links) befestigen Sie die Beinriemen überkreuz am Aufhängebügel. Für eine entspannte Position befestigen Sie die Beinriemen an der Mitte des



Um die geschlossene Position zu erreichen, legen Sie die beiden Beinbänder über-einander unter die Oberschenkel und befestigen diese am Ende des

Positionierung des Körpers



Aufrechte Position: Um die aufrechte Position zu erreichen, verwenden Sie die kurzen Schlaufen der Kopf- und Schulterriemen



Neigungsposition: Um die geneigte Position zu erreichen, verwenden Sie die mittleren oder langen Schlaufen der Kopf- und Schulterriemen und die mittleren oder kurzen Schlaufen der Beinriemen.