



Senioren-/Komfortbett

NaturaVital

www.muehle-mueller.de

Holz ist Leben

Ohne unsere Bäume und Wälder wäre Leben auf unserer Erde nicht möglich; sei es als Sauerstoffproduzent oder als Lebensraum für Mensch und Tier.

Gleichzeitig ist das Material Holz sicherlich der schönste, angenehmste und vielseitigste Baustoff mit dem sprichwörtlichen „Wohlfühl – Touch“, vor allem im Innenausbau und der Möbelherstellung.

Es ist in erster Linie die Optik, die bei diesem Baustoff ins Auge fällt - eine unendliche Anzahl verschiedenster Strukturen und Farben und immer ein Unikat. Aber auch die Haptik, der Geruch und die biologischen Eigenschaften sind von ähnlicher Bedeutung.

So war es für uns eine Herausforderung, dieses Holz nicht nur in der Bettumrandung zu verwenden, sondern auch im **weltweit ersten Holz – Hebesystem** für die vielfältige Positionierung der Liegefäche. Ausser den Motoren und vier Verstrebungen besteht dieser Heber nun komplett aus europäischer massiver Buche.

NaturaVital Senioren-/Komfortbett



Mittelstellung mit Bio-Matratze



niedrigste Position



optional mit Abschlussleiste in Ahorn



Hebesystem NaturaVital

Die Basis des Natura Vital Komfortbettes bildet der neu entwickelte, **weltweit erste Holz-Bettenheber**.

Mit Hilfe dieses Hebers kann die Liegefläche um ca. 50 cm vertikal verstellt werden.

Das attraktivste Feature in diesem Zusammenhang ist jedoch die extreme Schrägstell-Möglichkeit in Längsrichtung des Bettes, die eine optimale Sitzposition für den Nutzer ermöglicht.

Natürliches Feeling - Gesunder Schlaf

Die Bausteine Holz-Bettenheber, Liegefläche sowie einer unserer Natur-Spezialmatratzen ergeben in dieser Kombination ein perfektes modulares Komfort-Bettensystem; von der Anwendung als „Wohlfühl“-Bett im privaten Haushalt für alle, die zusätzlichen Komfort möchten, bis hin zum exklusiven Pflegebett.



Facts

- Belastbar bis 200kg
- Holzart Buche massiv
- extrem-vertstellbar
- Magnetfeld frei
- Lattenrost frei wählbar
- “designed & made in Germany”



Stabile Gelenkverbindung



Massive Holz-Hebekonstruktion



Hebesystem NaturaVital



Einzelemente,
Heber und Liegefläche



Hebesystem NaturaVital
mit Liegefläche



Hebesystem NaturaVital in Maximal-Verstellung (Besucherposition), mit Lattenrost



Produktion

Werner Mühle Metallverarbeitung
Boschstrasse 6
35799 Merenberg

Telefon: +49 (0) 6471 - 5065-0
Telefax: +49 (0) 6471 - 5065-13

E-Mail: info@muehle-mueller.de
Internet: www.muehle-mueller.de



Vertrieb

m2 Handels- u. Vertriebs GmbH
Oststrasse 26
51766 Engelskirchen - Ränderoth

Telefon: +49 (0) 2263 - 9617-0

E-Mail: info@muehle-mueller.de
Internet: www.muehle-mueller.de