

Dekupro Viscocomfort EVAK Premium - Evakuierungsmatratze



Spezialmatratze zur Dekubitus Prophylaxe und -Therapie-Unterstützung mit integriertem Evakuierungssystem

Liegefläche: offenporiger Viscoschaum mit hohem Raumgewicht

Stützschiicht: Kaltschaum

Belüftungssystem: Mehrzonenbohrungen

Verwendung: einseitig benutzbar, gekennzeichnete Liegefläche

Aufbau: Kern aus 2-schichtiger Schaumstoff-Kombination

Liegefläche: Viscoschaum **RG 80**

Stützschiicht: Kaltschaum **RG 55**

Sitzkanten: Komfortschaum RG 40

Abmessungen: 90 x 200 cm

Höhe 14 cm: 5 cm Viscoschaum, 9 cm Kaltschaum

Höhe 16 cm: 5 cm Viscoschaum, 11 cm Kaltschaum

PU-Nässevollschutz-Bezug *FM-Silverprotect*

bi-elastisch mit druckreduzierenden Eigenschaften

3-seitig verdeckter Reißverschluss / Überlappung der Oberseite

Farbkombination: zweifarbig / lila-flieder

Evakuierungstuch / Material: Nylon-6-Gewebe

Premium Pflegebettmatratze mit integriertem Evakuierungssystem

Besondere Merkmale unserer Premium Evakuierungsmatratzen - Modelle:

- offenporige Viscoschäume mit Raumgewicht RG 80 kg/m³
- offenporige Kaltschäume mit Raumgewicht RG 55 kg/m³
- Belüftungssystem
- bi-elastische PU-Nässeschutzbezüge *FM-Silverprotect*
- integriertes Evakuierungssystem

Die Druckentlastung und -Verteilung bei allen Premium-Modellen zur Dekubitusprophylaxe und -Therapieunterstützung wurde durch **professionelle Auflagedruckmessungen** mit verschiedenen Testpersonen geprüft und bestätigt.

Die Pflegebedürftigen bleiben durch den vorsorglichen Einsatz der Therapiesysteme wesentlich länger körperlich unversehrt, mobil und weitgehend selbständig. Diese Vorsorge vermeidet auch großen zeitlichen, kostenintensiven und kräftezehrenden Pflegeaufwand!

Die integrierten Sitzkanten geben sicheren Halt bei der Mobilisierung des Pflegebedürftigen, zusätzlich erschweren sie auch das Herausrollen aus dem Pflegebett sowie das Abrutschen vor der Bettkante (**Sturzprophylaxe!**).

Der PU-Nässeschutzbezug *FM-Silverprotect* als dauerhafter **Schutz vor MRSA** und weiteren hochgradig schädlichen Bakterien, schützt das Therapiesystem lange Zeit vor jeglicher Verunreinigung. **Weitere Eigenschaften siehe separate Info!**

Mit den integrierten Evakuierungssystem kann eine immobile, liegende Person umgehend aus dem Pflegebett in Sicherheit gebracht werden.

Es ist **nur eine Rettungsperson nötig**, um eine sichere Evakuierung durchzuführen!

Weitere Informationen finden Sie in den Produktbeschreibungen, der Gebrauchsanweisung und den Anwendungshinweisen.



Beachten Sie bitte unsere Handhabungs-, Reinigungs- und Aufbereitungsinformationen!