


Dekupro Medisoft Premium Pflegebettmatratze



Bezeichnung

	Dekupro Medisoft Premium, H1, max 100 kg	Preis auf Anfrage
	Dekupro Medisoft Premium, H2, max 130 kg	Preis auf Anfrage

Spezialmatratze zur Dekubitus Prophylaxe und -Therapie Unterstützung

Liegefläche: offenporiger Soft-Kaltschaum

Mittelschicht: Gelrastereinlagen und Viscoschaum

Stützschiicht: Kaltschaum mit ergonomischem Würfelschnitt

Belüftungssystem: Mehrzonenbohrungen und Lüftungskanäle

Verwendung: einseitig benutzbar, gekennzeichnete Liegefläche

Aufbau: 3-schichtig, Kombination aus 1,5 cm Kaltschaum **RG 55**, 3,5 cm Gelrastereinlagen und Viscoschaum **RG 50**, 9 cm Kaltschaum **RG 55**

Stützschiicht: Kaltschaum **RG 55**

Sitzkanten: Komfortschaum RG 40

Abmessungen: 90 x 200 x 14 cm

PU-Nässevollschutz-Bezug *FM-Silverprotect*

bi-elastisch mit druckreduzierenden Eigenschaften

3-seitig verdeckter Reißverschluss / Überlappung der Oberseite

Farbkombination: zweifarbig / lila-sand