


## Dekupro Viscocomfort Premium



### Bezeichnung



Dekupro Viscocomfort Premium, 14 cm Höhe, H2-3, max. 140 kg

**Preis auf Anfrage**



Dekupro Viscocomfort Premium, 16 cm Höhe, H2-3, max. 160 kg

**Preis auf Anfrage**

### Spezialmatratze zur Dekubitus Prophylaxe und -Therapie-Unterstützung

**Liegefläche:** offenporiger Viscoschaum mit hohem Raumgewicht

**Stützschiicht:** Kaltschaum

**Belüftungssystem:** Mehrzonenbohrungen

**Verwendung:** einseitig benutzbar, gekennzeichnete Liegefläche

**Aufbau:** Kern aus 2-schichtiger Schaumstoff-Kombination

**Liegefläche:** Viscoschaum **RG 80**

**Stützschiicht:** Kaltschaum **RG 55**

**Sitzkanten:** Komfortschaum RG 40

**Abmessungen:** 90 x 200 cm

**Höhe 14 cm:** 5 cm Viscoschaum, 9 cm Kaltschaum

**Höhe 16 cm:** 5 cm Viscoschaum, 11 cm Kaltschaum

**PU-Nässevollschutz-Bezug** \*FM-Silverprotect\*

bi-elastisch mit druckreduzierenden Eigenschaften

3-seitig verdeckter Reißverschluss / Überlappung der Oberseite

**Farbkombination:** zweifarbig / lila-flieder