



Niedrigbetten
www.muehle-mueller.de

absolute Sturzprophylaxe • perfekte Arbeitshöhe

Niedrigbett aldena 13.80

Gerade bei den immer häufiger auftretenden Demenz- und Alzheimererkrankungen ist eine extrem niedrige Lagerung aus Gründen der Sturzprophylaxe vor allem während der Schlafphase von Bedeutung. Um dem Patienten ein Schutzgitter zu ersparen, entwickelte die Firma Mühle die beiden Pflegebetten aldena 13.80 und allegra 20.80. So kann der Patient in niedrigster Lage ruhig schlafen, ohne bei einem evtl. Herausfallen einer Verletzungsgefahr ausgesetzt zu sein, die ideale Pflegehöhe von 80cm kommt den Rücken der Pfleger zugute!



NEU!

Tiefste Position 13cm,
höchste Position 80cm!

- Verdeckte Motoren, bedeuten keine sichtbare Technik
- Absoluter Freiraum unterhalb der Liegefläche nach kurzem Hub
- beste Unterfahrbarkeit z.B. für Bettenlifter
- günstige Reinigungsbedingungen unter dem Bett
- Verfahren und Bremsen in jeder Lagerhöhe
- Wohnlicher Holzumbau mit integrierten Sicherheitsholmen
- Formschöne Fuss- und Kopfteile; Dekore wählbar (optional)
- Hohe Sicherheit, da keine Quetsch- und Scherstellen
- Sehr hohe Lebensdauer ("Made in Germany")
- Erfüllung aller Normen und Vorgaben
- Ständige Qualitätssicherung in unserer heimischen Produktion




niedrigste Position 13cm



höchste Position 80cm



keine Verletzungsgefahr beim Herausrollen



hervorragende Sturzprophylaxe • perfekte Arbeitshöhe

Niedrigbett allegra 20.80

Das Pflegebett "allegra" stellt die konsequente Fortentwicklung unseres bewährten Pflegebettes "rosana" dar. Als Niedrigbett vereint es sowohl eine extreme Tieflage von 20cm als auch eine rüchenschonende Arbeitshöhe von 80cm. In der Gesamtheit erfüllt es alle an moderne Pflegebetten gestellte Anforderungen. Es besticht durch seine elegante Optik, seine Vielseitigkeit und eine extrem solide Bauweise.



NEU!

Höhenverstellung von 20-80cm!

- Niedrigbett mit extremer Höhenverstellung 20-80cm
- Wählbarkeit der Liegeflächenausstattung
- Moderner Holzumbau mit integrierten Sicherheits- Seitengittern
- Optional 2-geteilte Holz-Seitengitter
- Bettzeugablage optional
- 2-Rad-Zentralfeststellung mit 8 Doppellaufrollen
- Trendelenburg und Anti-Trendelenburg (Fusstief- und Schocklage)
- Bettverlängerungsmöglichkeit auf 220cm
- Sehr hohe Traglast (bis 200kg)
- In jeder Höhe sofort brems- und fahrbar
- Äusserst standsicher und schwingungsarm
- Dauerhaft wirtschaftlich



niedrigste Position 20cm



höchste Position 80cm



maximale Verstellung der Liegefläche





Produktion

Werner Mühle Metallverarbeitung
Boschstrasse 6
35799 Merenberg

Telefon: +49 (0) 6471 - 5065-0
Telefax: +49 (0) 6471 - 5065-13

E-Mail: info@muehle-mueller.de
Internet: www.muehle-mueller.de



Vertrieb

m2 Handels- u. Vertriebs GmbH
Oststrasse 26
51766 Engelskirchen - Runderoth

Telefon: +49 (0) 2263 - 9617-0

E-Mail: info@muehle-mueller.de
Internet: www.muehle-mueller.de