



Laag bed

www.muehle-mueller.de

Absoluut voorkomen van vallen • perfecte werkhoogte

Laag bed aldena 13.80

Juist bij steeds meer optredende ziekten als dementie en Alzheimer is een zeer lage positie op grond van het voorkomen van vallen vooral tijdens de slaapfase belangrijk. Om de patiënt een beschermingstralie te besparen ontwikkelde de firma Mühle de beide verplegingsbedden aldena 13.80 en allegra 20.80. Op die manier kan de patiënt in de laagste positie rustig slapen, zonder dat bij eventueel uit het bed vallen verwondingsgevaar aanwezig is, de ideale verplegingshoogte van 80 cm komt de rug van de verplegende ten goede!



NIEUW!

Laagste positie 13 cm,
hoogste positie 80 cm!

- Motoren zijn niet zichtbaar, het gaat niet om zichtbare techniek
- Absolute vrije ruimte onder het ligvlak na kort optillen
- beste mogelijk om onder te rijden bijvoorbeeld voor beddenlifts
- voorwaarden voor reinigen onder bed gunstig
- In elke positie rijden en remmen
- Comfortabele houtombouw met geïntegreerde veiligheidsbalken
- Fraai gevormde voet- en hoofddelen.
Versiering uitkiesbaar (optioneel)
- Hoge veiligheid, want geen plekken waaraan men zich kan verwonden of snijden
- Zeer hoge levensduur ("Made in Germany")
- Voldoet aan alle normen en richtlijnen
- Voortdurende kwaliteitsborging in onze eigen productieafdeling



Laagste positie 13cm



Hoogste positie 80cm



geen verwondingsgevaar bij uitrollen



Uitmuntend voorkomen van vallen • perfect werkhogte

Laag bed allegra 20.80

Het verpleegbed “allegra” staat voor de consequente verdere ontwikkeling van ons betrouwbare verpleegbed “rosana”. Als laag bed verenigt dit zowel een extreem diepe positie van 20 cm als ook een werkhogte van 80 cm die goed voor de rug is. In zijn totaliteit vervult dit alle eisen die aan een modern verpleegbed worden gesteld. Dit bed charmeert door zijn elegante uiterlijk, zijn veelzijdigheid en een extreem solide bouwwijze.



NIEUW!

In de hoogte verstelbaar van 20 – 80 cm!

- Laag bed met extreme hoogteverstelling 20 – 80 cm
- Uitvoering ligvlak is kiesbaar
- Moderne houtombouw met geïntegreerd veiligheidsrooster aan de kanten
- Optioneel in twee gedeeld houten rooster aan de kant
- Bergplaats voor beddengoed optioneel
- Centraal vastzetten van twee wielen met 8 dubbele zwenkwielen
- Trendelenburg en Anti-Trendelenburg (positie voor diepe voeten en positie tegen voeten)

- Mogelijkheid om bed te verlengen tot 220cm
- Zeer hoge draaglast (tot 200 kg)
- Op elke hoogte kan men meeteen remmen en rijden
- Staat uiterst stevig en draait niet
- Duurzaam goedkoop



Laagste positie 20 cm



Hoogste positie 80 cm



Maximale verstelling van het ligvlak





Productie

Werner Mühle Metallverarbeitung
Boschstrasse 6
35799 Merenberg

Telefon: +49 (0) 6471 - 5065-0
Telefax: +49 (0) 6471 - 5065-13

E-Mail: info@muehle-mueller.de
Internet: www.muehle-mueller.de



Verkoop

m2 Handels- u. Vertriebs GmbH
Oststrasse 26
51766 Engelskirchen - Runderoth

Telefon: +49 (0) 2263 - 9617-0

E-Mail: info@muehle-mueller.de
Internet: www.muehle-mueller.de