

Elevate

Der Elevate ist ein aktiver Hochleistungsliift, der entworfen wurde, um die Patientenumlagerung sowohl für die Pflegefachkraft als auch für den Patienten zu verbessern. Er ist sowohl kompakt als auch stabil mit einer sicheren Traglast von 200 kg. Seine integrierte digitale Waage unterstützt die Überwachung des Patienten.



Integrierte digitale Waage

Die Waage verfügt über intuitive Kontrollen, für deren Bedienung das Pflegepersonal sehr wenig Anleitung benötigt. Sie funktioniert bis zu einem Patientengewicht von 200 kg.



Herausnehmbares Fußbrett

Das Fußbrett ist in einem Winkel angebracht und hat eine leichte Plastikabdeckung, die für die Reinigung einfach entfernt werden kann. Zudem kann der Elevate durch die Entfernung des Fußbretts für Gehübungen im Rahmen der Reha eingesetzt werden.



Regulierbares Kniepolster

Das geformte Kniepolster lässt sich leicht verstellen für einen maximalen Patientenkomfort.



Optionaler Sicherheitsgurt

Für die Sicherheit von Patient und Pflegekraft kann der Sicherheitsgurt verwendet werden, um beim Patiententransfer ein Bein einzeln, zwei Beine gleichzeitig oder zwei Beine einzeln zu sichern.



Technische Daten	
Sichere Traglast	200 kg
Maximale Gesamtlänge	1100 mm
Minimale Gesamtlänge	1040 mm
Maximale Gesamthöhe	1700 mm
Minimale Gesamthöhe	1230 mm
Fahrbeine geöffnet – Externe Breite	995 mm
Fahrbeine geöffnet – Interne Breite	870 mm
Fahrbeine geschlossen – Externe Breite	630 mm
Fahrbeine geschlossen – Interne Breite	510 mm

Gewichtsdaten	
Mast, Fuß & Hubteil	59,0 kg
Batterie	3,0 kg
Insgesamt	62,0 kg
Fußteil	18,5 kg
Mast & Hubteil (ohne Batterie)	40,5 kg

Die technischen Daten können aufgrund von Toleranzen bei der Herstellung variieren.