



## Patient Lifter Pulley

The new care and hygiene

[www.muehle-mueller.de](http://www.muehle-mueller.de)

## Patient Lifter pulley

### The new ease for nursing staff and patient

Taking care of a patient, especially in the genital area, is often subject to great complications for the nursing staff and patient alike. In many cases, great physical exertion is needed, and 2 nurses are often required to perform this task.

In extended cooperation with doctors and nursing staff, Mühle-Müller now presents the solution– the new patient lifter “pulley”.

### THE revolution in nursing and hygiene

Where daily patient care is often done with lots of improvisation and effort, there is now the patient lifter “pulley”, a new product that is an immense help for any nurse. A manual or motor-powered lifter puts the lower body into a position in which the buttocks are slightly lifted above the mattress.

This way, the entire area to be taken care of is easily accessible and can be dealt with highly comfortably and with impeccable hygiene.

### Nursing care without physical effort

A perfect solution for nurse and patient.



manual version



motor-powered version

pulley is available in 2 versions

#### pulley m

- manual version

The patient is put in the desired position with a belt.

(on the left)

#### pulley e

- motor-powered version

The patient is lifted with a high-performance motor via a remote control. (on the right)



First, a comfortable double sleeve is put around the patient's thighs and lower legs.



Then the two sleeves are attached to the lifting brackets with an additional loop.



Finally, the nurse will put the patient in the desired position and can start working immediately.



### **Production**

Werner Mühle Metallverarbeitung  
Boschstrasse 6  
35799 Merenberg

Phone: +49 (0) 6471 - 5065-0  
Telefax: +49 (0) 6471 - 5065-13

E-Mail: [info@muehle-mueller.de](mailto:info@muehle-mueller.de)  
Internet: [www.muehle-mueller.de](http://www.muehle-mueller.de)



### **Sales**

m2 Handels- u. Vertriebs GmbH  
Oststrasse 26  
51766 Engelskirchen - Runderoth

Phone: +49 (0) 2263 - 9617-0

E-Mail: [info@muehle-mueller.de](mailto:info@muehle-mueller.de)  
Internet: [www.muehle-mueller.de](http://www.muehle-mueller.de)