

elisa



elisa-lux

in kürze

- elisa-flex und elisa-lux, zwei formschöne pflegebetten der extraklasse, die sich ganz besonders für den objektbereich, aber auch für den homecare bereich eignen
- stabile scherenhubkonstruktion
- standard liegefläche, hygienefreundlicher stahlgitterrost, optional mit holzlattenrost
- elisa-lux verfügt über eine äußerst attraktive holzverkleidung
- beste hygiene durch liegefläche mit stahlgitterrosten
- vollelektrische verstellung der liegeflächenhöhe von 42 cm – 80 cm und der rücken- sowie Oberschenkel- lehne
- große rollen (100mm/125mm) für hohe beweglichkeit und verfahrbarkeit in jeder position
- zentralbremse, optional (dann 46-84 cm)
- sorgenfrei durch erfüllen aller normen und ständigen qualitätskontrollen



elisa-flex



optional elisa-flex mit 3 seitenholmen

