

Pflegebetten

Pflegebett / elektrisches Fahrgestellbett "rosana"



Abbildung: Pflegebett "rosana"

Basisausstattung:

- Liegefläche:** 4-geteilte Liegefläche mit Stahlgitterrost
- Liegeflächenbreite:** 90 x 200 cm
- Liegeflächenverstellung:** RL: E-Motor, OS: E-Motor, LG: E-Motor, FH: Raster Einzelradfeststellung
- Rollenfeststellung:** 125er kugelgelagerte Präzisionsrollen
- Rollen:** 125er kugelgelagerte Präzisionsrollen
- Höhenverstellung:** 40 - 80 cm
- Holzumbau:** Buche-Dekor hell oder natur, Sonderdekore auf Anfrage lieferbar
- Seitengitter:** durchgehende Seitengitter
- Antrieb:** Motor mit Netzfreischaltung IP54
- Hub:** Doppelhebemechanik
- Gewicht:** 120 kg
- Lieferumfang:** durchgehende Seitengitter,
- Sichere Arbeitslast:** 170 kg
- max. Personengewicht:** bis 130 kg

Preise elektrisches Fahrgestellbett / Pflegebett "rosana"

Pflegebett "rosana"	Modell-bezeichnung	Liegefläche	Breiten	Artikel-nummer	
	hydraulisches Pflegebett "rosana" 4-geteilte Liegefläche	Stahlgitter	90x200cm	1-254061-05	
			100x200cm	1-254063-05V004	
			120x200cm		
		Holz-lattenrost	90x200cm		
			100x200cm		
			120x200cm		

		Stahlgitter	90x200cm		
			100x200cm		
			120x200cm		
		Holz-lattenrost	90x200cm		
			100x200cm		
			120x200cm		

Zubehör / Extras / Aufpreise zu Pflegebett "rosana"

Bezeichnung	Artikel-nummer	
Aufrichter inkl. Riemen und Griff	1-320001-05	
Aufrichter inkl. Riemen und Griff, mit Aufrollmechanismus	1-320001-05	
Aufrichter, Funk-Haltegriff m. Notruf "Hygiene Care Plus"	1-320002-05	
Matratze Polyschaum	2-420100	
Viscoelastische Matratze zur Dekubitusprophylaxe, Nässeschutz	2-420100V0001	
Betttischplatte, auflegbar auf Holme	1-340011-05	
Seitengitter Holz, 2-geteilt, (für eine Bettseite = 1 Paar)	3-991000-V10502	
Seitengitter Holz, 2-geteilt, Anbausatz zur Selbstmontage	3-991000-V10502	
Seitengitter Holz, durchgehend 3-teilig (1 Bettseite)		
4-Rad-Zentralfeststellung		
DBFK-Rückenlehne mit integr. Längenausgleich		
Holz-Seitenverkleidung für Liegefläche		
Schnellverschluss für Liegeflächentrennung per Zugschnäpper (4 Stk.)		

Sonderausstattung auf Anfrage möglich:

- Bettverlängerung , 210cm / 220cm
- andere Breiten auf Anfrage möglich
- Holzdekore z.B. Kirsche, Ahorn, Nussbaum etc.
- Liegefläche mit Flexelementen
- Metallbeschichtung in anderen RAL-Farben