



**Leia – Die Zukunft
liegt vor Ihnen**



Der neue Leia

Human Care präsentiert Leia, eine komplett neue Serie moderner Rollatoren für all jene, die hohe Ansprüche an Design, Qualität und Funktion stellen. Der Rollator wurde unter Berücksichtigung von Design und Benutzerfreundlichkeit entwickelt und ist in drei Farben und drei Sitzhöhen erhältlich – so findet jeder, dass für ihn passende Modell. Dank der patentierten Kreuzfaltung bietet der neue Leia viel Beinfreiheit und ermöglicht ein optimales Gangbild, das den Rücken und die Schultern entlastet. Leia hat ein geringes Gewicht und lässt sich leicht lenken – bei gleichzeitig maximaler Stabilität.





Dank der patentierten Kreuzfaltung bietet Leia viel Beinfreiheit und ermöglicht eine optimale Ergonomie beim Gehen.

Ausgezeichnete Ergonomie beim Gehen

Dank der patentierten Kreuzfaltung bietet der neue Leia viel Beinfreiheit und ermöglicht ein optimales Gangbild, das den Rücken und die Schultern entlastet.

Einzigartige Lenkbarkeit

Leia hat ein geringes Gewicht und lässt sich leicht lenken – bei gleichzeitig maximaler Stabilität.

Erstklassiges Design

Der neue Leia wurde unter Berücksichtigung von Design und Benutzerfreundlichkeit entwickelt und ist in drei Farben und drei Höhen erhältlich – so findet jeder, dass für ihn passende Modell.

Verborgene Kabel

Dank der verborgenen Kabel besteht ein geringeres Verletzungsrisiko und eine erhöhte Sicherheit, da sich keine Kabel an Objekten in der Wohnung oder im Freien verfangen können.

Komfortables Sitzen

Der gepolsterte, geformte Sitz ermöglicht bequeme Ruhepausen. Für zusätzlichen Komfort und Unterstützung beim Sitzen ist auch eine gepolsterte Rückenlehne als Zubehör erhältlich.

Leichtes Zusammenklappen und Transportieren

Dank der Kreuzfaltung lässt sich der Rollator sehr leicht zusammenklappen und verstauen. Er kann im zusammengeklappten Zustand frei stehen und benötigt nur minimalen Stauraum.

Soft Bag

Der Soft Bag gehört zur Standardausstattung und lässt sich bequem gemeinsam mit dem Rollator zusammenklappen. Er kann auch problemlos vom Rollator getrennt und mit dem vorhandenen Schultergurt als Umhängetasche getragen werden.

Zubehörtasche

Die Zubehörtasche wird an der Sitzrückseite befestigt, sodass sie der Benutzer stets im Blick hat. Sie eignet sich hervorragend zum Verstauen persönlicher Gegenstände.







HUMAN CARE
Your Life. Your Way.



Ihre Fachhändler

m2 Handels- u. Vertriebs GmbH
Oststrasse 26
51766 Engelskirchen - Runderoth
Tel: 02263 - 9617-0
info@muehle-mueller.de