



forza Schwerlastbett
www.muehle-mueller.de

forza Schwerlastbett

Weltneuheit • Pflege- und Klinikvariante

Die Pflege und Betreuung von übergewichtigen Pflegebedürftigen oder an Adipositas erkrankten Menschen, ist oft mit einem erhöhten Behandlungsrisiko und einem großen Aufwand für die Pflegekräfte verbunden.

Übergewichtige pflegebedürftige Menschen – mit einem Körpergewicht von 150 kg und mehr – sind im Pflegealltag häufig keine Ausnahme mehr. Dies birgt auch für die Pflegekräfte besondere Herausforderungen, da Standard-Pflegebetten oder auch Hilfsmittel und deren zugelassene Belastbarkeit oft nicht ausreichen.

Die Pflegebettserie forza – mit den Modellen forza aktiv, forza ft und forza basic – erleichtert den Alltag für Pflegepersonen und pflegende Angehörige enorm. Die Lagerung und Bewegung von übergewichtigen Patienten oder von Pflegebedürftigen die an Adipositas erkrankt sind, gestaltet sich für Pflegekräfte schwierig.

Mit dem vollmotorischen Schwerlastbett forza – das bis zu einer Belastbarkeit von 500kg erworben werden kann und über zahlreiche Verstellmöglichkeiten verfügt - ist durch seine stabile Konstruktion auf alle Anforderungen des Pflegealltages eingerichtet und ermöglicht die einfache Lagerung und Bewegung von schwergewichtigen Personen.

Die Schwerlastbetten forza haben die Funktionalität und Verstellmöglichkeiten wie ein normales Pflegebett. Das Standardmodell forza basic wird mit einer Höhenverstellung von 40-80cm geliefert, forza ft verfügt über die Funktion der Kopf- und Fußtieflage (Trendelenburg- / Antitrendelenburg), das Modell forza aktiv gibt es als Sitz- und Aufstehbett mit einem fußseitigem Ausstieg.

Komfort

Hoher Liegekomfort durch 4-geteilte Stahlgitterliegefläche und besondere Matratzen für übergewichtige/adipöse Pflegebedürftige

Seitengitter

- durchgehende Seitengitter,
- optional mit 2-geteilten Seitengittern

Funktion

- erhältlich in den Ausführungen bis 250 kg, 350 kg und 500 kg Nutzlast
- Höhenverstellung 40/80 cm
- Trendelenburg / Antitrendelenburg
- fußseitiger Ausstieg
- Netzfreeschaltung
- 2-Rad-Zentralfeststellung
- Handschalter sperrbar
- komplett unterfahrbar



Einsatzbereiche

in der Pflege zu Hause, in Senioren- und Pflegeheimen,
Hospizen, Rehaeinrichtungen, Kliniken und Altenheimen

Design

Wohnliches und formschönes
Design der Kopf- und Fußteile



forza aktiv

Individualität

- andere Holzdekore auf Anfrage möglich
- Metallbeschichtung in anderen RAL-Farben
- Liegeflächenbreiten 100cm/120cm/140cm
- Bettverlängerung auf 210cm oder 220cm möglich



forza aktiv

elektrische Verstellung

- der Höhe
- der Rücken-, Ober- und Unterschenkellehne
- Trendelenburg / Antitrendelenburg
- Sitz- und Aufstehposition



forza trend

elektrische Verstellung

- der Höhe
- der Rücken-, Ober- und Unterschenkellehne
- Trendelenburg / Antitrendelenburg



forza basic

elektrische Verstellung

- der Höhe
- der Rücken-, Ober- und Unterschenkellehne

forza Schwerlastbett

Weltneuheit • Pflege- und Klinikvariante

Schergewichtige Menschen stellen einen immer größeren Anteil unserer Bevölkerung dar. Sei es Bewegungsmangel, sei es eine kalorienreiche Ernährung- diese Entwicklung ist sicher ein Zeichen unserer heutigen Zeit.

Leider sind diese übergewichtigen Menschen prädestiniert für die verschiedensten Krankheitsbilder. Haben es Pflegepersonal oder betreuende Angehörige mit adipösen Patienten zu tun, stehen sie oft vor nur schwer lösbaren Aufgaben, da Standard-Pflegebetten, Hilfsmittel und deren zugelassen Belastbarkeit oft nicht ausreichen. Hierbei gestalten sich besonders die Lagerung und das Bewegen dieser Patienten als sehr schwierig.

Mit der Pflegebettserie forza entwickelte Mühle Müller ein Modell, dass genau diesen Ansprüchen gerecht wird.

extrem stabile Konstruktion

Mit einer Belastbarkeit bis zu 500 kg und den zahlreichen Verstellmöglichkeiten eines "normalen" Pflege-Bettes ermöglicht forza die perfekte Lagerungs- und und Bewegungsmöglichkeit schergewichtiger Patienten.

forza ist erhältlich in 3 verschiedenen Varianten mit folgenden Leistungsschwerpunkten:

- Standardmodell **forza basic** mit einer Höhenverstellung von 40 – 80 cm
- **forza trend** mit Kopf- und Fusstieflage
- Spitzenmodell **forza aktiv** als Sitz- und Aufstehbett mit fusseitigem Ausstieg

Komfort

Hoher Liegekomfort durch 4-geteilte Stahlgitterliegefläche und besondere Matratzen für übergewichtige/adipöse Pflegebedürftige

Seitengitter

- durchgehende Seitengitter,
- optional mit 2-geteilten Seitengittern

Funktion

- erhältlich in den Ausführungen bis 250 kg, 350 kg und 500 kg Nutzlast
- Höhenverstellung 40/80 cm
- Trendelenburg / Antitrendelenburg
- fußseitiger Ausstieg
- Netzfreeschaltung
- 2-Rad-Zentralfeststellung
- Handschalter sperrbar
- komplett unterfahrbar



Einsatzbereiche

in der Pflege zu Hause, in Senioren- und Pflegeheimen,
Hospizen, Rehaeinrichtungen, Kliniken und Altenheimen

Design

Wohnliches und formschönes
Design der Kopf- und Fußteile



Individualität

- andere Holzdekore auf Anfrage möglich
- Metallbeschichtung in anderen RAL-Farben
- Liegeflächenbreiten 100cm/120cm/140cm
- Bettverlängerung auf 210cm oder 220cm möglich

forza aktiv



forza aktiv

elektrische Verstellung

- der Höhe
- der Rücken-, Ober- und Unterschenkellehne
- Trendelenburg / Antitrendelenburg
- Sitz- und Aufstehposition



forza trend

elektrische Verstellung

- der Höhe
- der Rücken-, Ober- und Unterschenkellehne
- Trendelenburg / Antitrendelenburg



forza basic

elektrische Verstellung


- der Höhe
- der Rücken-, Ober- und Unterschenkellehne

forza basic - Schwerlastbett

das starke Basismodell

Das forza basic stellt das Standardmodell unserer Pflegebettserie forza da. Das Schwerlastbett hat eine elektrisch verstellbare Rücken-, Ober- und Unterschenkellehne und ist in der Höhe von 40 – 80 cm verfahrbar.

- elektrisch verstellbare Rücken-, Ober- und Unterschenkellehne über Handschalter
- Höhenverstellung von 40 bis 80cm
- 4-geteilte Stahlgitterliegefläche
- Mit Patientenhilfen unterfahrbar
- Mit durchgehenden Seitengittern lieferbar
- Belastbar bis 250kg, 350kg oder auch 500kg Nutzlast
- Stabil und Schwingungsfrei
- Holzdekore Standard Buche hell
andere Dekore auf Anfrage möglich



Niedrigstellung der Liegefläche



Hochstellung der Liegefläche



Kopf- und Fußteilverstellung



forza trend - Schwerlastbett

Fuß- und Kopftieflage (Trendelenburg / Anti-Trendelenburg)

Das forza trend besitzt eine Trendelenburg-Funktion (Kopftieflage / Fußtieflage) und überzeugt durch seine stabil ausgelegte Konstruktion. Es hat alle Standardfunktionen eines Pflegebettes und lässt sich in der Höhe individuell von 40 bis 80cm verstellen. Ideal für den Pflegealltag adipöser oder übergewichtiger Personen.

- elektrisch verstellbare Rücken-, Ober- und Unterschenkellehne über Handschalter
- Kopftieflage / Fußtieflage (Trendelenburg / Anti-Trendelenburg)
- Höhenverstellung von 40 bis 80cm



Tiefstellung der Liegefläche



Hochstellung der Liegefläche



Fußtieflage (Trendelenburg)



Kopftieflage (Anti-Trendelenburg)





forza aktiv - Schwerlastbett

Das Sitz- und Aufstehbett mit fußseitigem Ausstieg

Das Schwerlastbett forza aktiv verhilft, durch den fußseitigem Ausstieg, zu einem einfachen ein- und aussteigen aus dem Pflegebett. Es hilft dem Pflegepersonal und den pflegenden Angehörigen bei der Patientenpflege.

Die Intim-, Körper oder auch Fußpflege kann durch die vielen individuellen Verstellmöglichkeiten des Bettes wesentlich vereinfacht werden und verhilft so zur einfachen Lagerung und Bewegung des Pflegebedürftigen und ermöglicht eine bequeme Sitzposition und eine einfache Aufstehposition.

- elektrisch verstellbare Rücken-, Ober- und Unterschenkellehne über Handschalter
- Höhenverstellung von 40 bis 80cm
- Sitz- und Aufstehfunktion elektrisch verstellbar über Handschalter
- Formschöne Haltegriffe zum einfachen Ausstieg aus dem Schwerlastbett
- Abnehmbares, formschönes Fußteil
- 4-geteilte Stahlgitterliegefläche
- Mit durchgehenden oder 2-geteilten Seitengittern lieferbar
- Belastbar bis 250kg, 350kg oder auch 500kg Nutzlast
- Stabil und Schwingungsfrei

Funktionsablauf



Trendelenburg / Anti-Trendelenburg



Tiefstellung der Liegefläche / Liegeposition



Hochstellung der Liegefläche



Ruheposition



Sitz- und Pflegeposition



Sitz- und Ausstiegsposition



forza aktiv mit durchgehenden Seitengittern



forza aktiv - Schwerlastbett

Das Sitz- und Aufstehbett mit fußseitigem Ausstieg

Durch seine fußseitige Ausstiegsmöglichkeit verhilft das Schwerlastbett forza zum einfachen Ein- und Aussteigen aus dem Pflegebett.

Viele weitere Verstellmöglichkeiten unterstützen das Pflegepersonal und die betreuenden Angehörigen vor allem bei den verschiedenen Arten der Patientenpflege.

Die Möglichkeiten zur perfekten Lagerung und Bewegung des Pflegebedürftigen ermöglichen eine bequeme Sitz- und einfache Aufstehposition.

- elektrisch verstellbare Rücken-, Ober- und Unterschenkellehne über Handschalter
- Höhenverstellung von 40 bis 80cm
- Sitz- und Aufstehfunktion elektrisch verstellbar über Handschalter
- Formschöne Haltegriffe zum einfachen Ausstieg aus dem Schwerlastbett
- Abnehmbares, formschönes Fußteil
- 4-geteilte Stahlgitterliegefläche
- Mit durchgehenden oder 2-geteilten Seitengittern lieferbar
- Belastbar bis 250kg, 350kg oder auch 500kg Nutzlast
- Stabil und Schwingungsfrei

Funktionsablauf



Trendelenburg / Anti-Trendelenburg



Tiefstellung der Liegefläche / Liegeposition



Hochstellung der Liegefläche



Ruheposition



Sitz- und Pflegeposition



Sitz- und Ausstiegsposition



forza aktiv mit durchgehenden Seitengittern



forza Klinikversion

Esti omnit vellore laborpor sentota doluptas magnatus.

Dit am ese mi, officiate pro et eaquas elit, quiandantiae volest, aut adipitat et volendaectae maximus aut dem elendi od quissum, qui res qui diciis ate nobis eseceptatur aut quam alitincius.


Molupta tionser spereru ptamendia con rem eiunti odi quia doluptinci utest, verias enienim agnate aut ma doluptur atquide nonsed quatur sundanti quosanitatis expe est optatec eaquiat que eos ad mi, unt, nim

Oloratur a commo quibus consenis aut ut volo earchil lessunt eatem nienectatem fugias rerro es mi, sit odit quaeputdae voluptaspe debis et quaturioria quodiam, nist, que perspitius pro evel ipsam es dolorporeius quate inulparcit, ut ra dipiti ratem. Ehent unt quas ut asperum esti des dolorio volorias aut ommodit, omniendae sitectur



forza Designvarianten

in wohlichem Holzdekor



Alle gängigen Holzarten

Olorum que por sa doles si officiis nus sit est omnihil es alignia is mi, natiorerum fugita con consed et ut is sitatet, iuntibus iunt verumet aliqne nisto consecum aliciat.

Nate net et ad erspitas ad quunt laboreted ex exerrorehent quatius eum fuga. Isit, omnim exceaquo oditae aut fugit, quunt velesecus re pedi

- Nussbaum / *American Walnut*
- Kirschbaum / *Cherry*
- Eiche / *White Oak*
- Buche / *Beech*
- Birke / *Birch*
- u.v.m. / *a.m.m.*



Produktion

Werner Mühle Metallverarbeitung
Boschstrasse 6
35799 Merenberg

Telefon: +49 (0) 6471 - 5065-0
Telefax: +49 (0) 6471 - 5065-13

E-Mail: info@muehle-mueller.de
Internet: www.muehle-mueller.de



Vertrieb

m2 Handels- u. Vertriebs GmbH
Oststrasse 26
51766 Engelskirchen - Ränderoth

Telefon: +49 (0) 2263 - 9617-0

E-Mail: info@muehle-mueller.de
Internet: www.muehle-mueller.de