



Pleje-/udstigningsseng

aktivia

www.muehle-mueller.de



Pleje- og udstigningsseng “aktivia”

Hvile og bevægelse

For både helbredelse og aktiv pleje af en patient er hvile et vigtigt aspekt, som fremmer den psykiske og fysiske regeneration. Men også (målrettet) bevægelse er en ufravigelig del af dette.

For at gøre patientens mobilitet så stor som muligt, er en vigtig forudsætning at patienten nemt kan komme ud af plejesengen. For os er det mest nærliggende måde at stige vertikalt ud af sengen. Dermed undgås en ofte besværlig og anstrengende drejning af patienten.

Denne kan blive liggende i normal stilling i sengen, mens liggefladen stilles skråt. Når slutpositionen er nået, kan patienten forlade sin seng enten ved egen kraft eller med støtte fra plejepersonalet.

Denne meget ukomplicerede teknik, som er nem at betjene, skåner patienterne - og naturligvis også plejepersonalet. Især ved overvægtige eller stærkt handicappede patienter er det ofte nødvendigt med to personer til pleje og forflytning. Med aktivia plejesengens muligheder kan de fleste plejeopgaver udføres af en person.

Ved hjælp af de omfattende indstillingsmuligheder kan patienten også selv indstille sengen i den position der passer - til at se fjernsyn, at spise, læse eller til samtale. Dermed sikres patientens sociale integration i omgivelserne i stort omfang, hvilket er et vigtigt aspekt ved hele udformningen af denne seng.

aktivia plejesengen med dens alsidige funktioner er nem at betjene takket være den moderne teknik og er en stor hjælp både til pleje og et selvstændigt, aktivt liv. Den understøtter og aflaster plejepersonens arbejde med forflytning og giver patienten mulighed for at forblive eller blive aktiv.

aktivia: til hjælp og selvhjælp



Stabile samlinger



Anvendelse af bøgetræ - massivt træ



Selvforklarende betjening med en hånd

welldana
INNOCARE



“aktivia” - ekstreme indstillingsmuligheder



“aktivia” plejesengens specielle konstruktion gør utallige indstillinger mulige, lige fra forskellige sidde- eller liggestillinger til den perfekte mulighed for at stige ud af sengen.



Bekvem sidde- og kommunikationsstilling



perfekt udstigningsstilling



Hvilestilling



Hævning af sengen





Fakta

- Pleje- og seniorseng med enestående udstigningsfunktion
- Mange indstillingsmuligheder
- Ekstremt solid konstruktion
- Hele produktionsprocessen “made in Germany”
- hyggeligt træmøbel med todelt sengehest
- Liggeoverflade i fire dele
- Udstigningshjælp med elektromotor
- 2-hjuls-centralbremse
- Højdeindstilling fra 40 til 80 cm
- Trendelenburg (kan spærres)
- Anti-Trendelenburg
- Belastning med patientvægt op til 135 kg



Kvalitet "made in germany"

welldana
INNOCARE

Salg

Randersvej 6
6700 Esbjerg
Denmark

Phone +45 7527 2333
Fax +45 7527 2111

CVR: 18937190